

Rigeneratore 6564 – Procedure operative

Descrizione del dispositivo:



Il Rigeneratore 6564 è un potente rigeneratore, ringiovanisce il corpo, le cellule, gli apparati, gli organi, rigenera l'energia, donando la sensazione di leggerezza e di freschezza. Solo guardarlo migliora l'ampiezza respiratoria e la vitalità. Ottimo per la circolazione, la pelle, la circolazione cerebrale, gli occhi, si tende a vedere più nitido, migliorano anche i capelli e le unghie. Tenendolo in proiezione si può percepire la sensazione di essere più sciolti e più elastici.

Può essere utilizzato anche per sopperire alla mancanza di sonno.

Si può tenere in proiezione una decina di minuti al giorno o anche durante tutta la notte.

Il Rigeneratore è basato sul numero 65 interno, e il numero 64 visibile. 65 è formato da 5x13, dove il 13 è legato alla trasformazione ed il 5 alla libertà.

64 è il numero dei possibili codoni del DNA, (combinazione di 3 dei 4 nucleotidi) i quali codificano gli amminoacidi. il 64 è anche il numero degli esagrammi dell'I-Ching cinese. 64 è anche 2x32 dove 32 è il numero di percorsi e sephiroth (22+10) nell'albero della cabala.

Operatività:

Il Rigeneratore 6564 è operativo quando posizionato in verticale e disattivato quando posizionato in orizzontale. La custodia esterna ha lo scopo di proteggerlo, ma non quello di schermarlo. Quindi se posto in verticale, funzionerà parzialmente anche se inserito nella custodia.

Per utilizzarlo si mette in proiezione, ovvero orientato, verso l'oggetto, mantenendolo però sempre in verticale. E' l'intenzione che determina

l'orientamento, quindi mentalmente posso pensare di dirigerlo anche verso qualcosa non fisicamente presente, per esempio una persona in un altro luogo.

Operatività durante la notte:

Si pone in verticale su di un mobile orientato verso il letto dove dormiamo.

Utilizzo su una specifica condizione fisica:

Dopo essersi connessi con il corpo, si pone l'attenzione su un aspetto su cui vogliamo lavorare e si può dare un punteggio 1-10 alla condizione di benessere se vogliamo avere una "misurazione" degli effetti. Si utilizza il timer del cellulare per non essere distratti nel guardare l'orologio: far partire il timer su 18 secondi tenendo il Rigeneratore in proiezione verso di sé mantenendo l'attenzione, per l'intera durata dei 18 secondi, sul punto del corpo o sulla sensazione su cui desideriamo lavorare.

Dopo 18 secondi fare qualche respiro profondo, riportare l'attenzione alla questione e dare il nuovo punteggio se vogliamo fare un paragone con la situazione precedente.

E' possibile inoltre utilizzarlo indirizzandolo verso uno strumento musicale, per esempio una campana tibetana, in modo che il suono trasporti l'informazione e si diffonda attorno. Il suono permette di creare una maggiore persistenza nell'ambiente.

Utilizzo durante una pratica di massaggio:

Rigeneratore può essere particolarmente efficace durante un massaggio. Per utilizzarlo porre Rigeneratore in verticale in proiezione verso il luogo dove si intende effettuare il massaggio, pensando esplicitamente che la sua azione si manifesterà attraverso le dita che massaggiano.